



Analyseur d'hémoglobine glyquée HbA1c BioHermes A1C EZ 2.0

Test facile, précis et portable du taux de glucose sanguin à long terme HbA1c, pour une meilleure surveillance du diabète dans les hôpitaux et à la maison.

Analyseur d'hémoglobine glyquée HbA1c

Pratique

- Une seule goutte de sang (~ 3 microlitre) du bout du doigt nécessaire
- Procédure facile de tester en trois étapes
- Instruction vocale pendant le processus de mesure
- Maniable, portable, fonctionne à piles
- Stockage automatique de 1.000 résultats de test avec heure et date
- Mini interface USB pour un transfert de données facile

Rapide

- Calibration automatique
- Résultats du test dans 5 minutes
- Pas besoin de préchauffer pour tester

Fiable

- Résultats précis, CV <3%
- Certifié NGSP et IFCC, marquage CE

Résultats affichés en mode:

- % HbA1c (DCCT - pré-réglé)
ou mmol/mol (IFCC)
- Affichage supplémentaire d'eAG en mmol/L

Accessoires:

- 4 piles AAA
- Manuel d'utilisation et de nettoyage

Kit de test

- 25 Bandelettes réactives
- Buffer A | Buffer B
- 25 Sampler de sang
- Puce de code (pour faire correspondre l'analyseur avec les bandelettes réactives)

Kit de test



Feedback immédiat
en seulement 5 minutes



Veuillez nous contacter pour plus d'informations. Nous sommes heureux de vous aider !

action medeor e.V.
CŒuvre Sociale Allemande de Médicaments

St. Töniser Str. 21
47918 Tönisvorst | Allemagne
Téléphone: +49 2156 9788 100
info@medeor.de | www.medeor.de/fr

* Veuillez noter que l'expédition y compris les batteries n'est pas autorisée par service postal.